

Xailin Jel

Karbomer %0,2

Göz Jeli 10 g

Kullanım Kılavuzu

Xailin Jel'i kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Xailin Jel Nedir?

Xailin Jel, göz kuruluğu hissini uzun süreli rahatlaması için çok-dozluk göz jelidir. Ambalaj 10 g steril göz jeli içerir.

Bileşimi:

Xailin Jel, %0,2 Karbomer, Sodyum perborat ve yardımcı maddeler içerir.

Xailin Jel, gözünüzle temas ettiğinde su ve oksijene dönüşerek kaybolan bir koruyucu içerir, dolayısıyla çok dozluk form için güvenilirlik sağlarken aynı zamanda geleneksel koruyucularla oluşabilecek iritasyonu en aza indirir. Jelin serinletici ve yatıştırıcı etkisini hissedersiniz.

Ne zaman kullanılmalıdır?

Xailin Jel, bazı göz rahatsızlıklarında gözü nemlendirmek ve korumak için ve ayrıca göz kuruluğu hissini uzun süreli rahatlamasını sağlamak için kullanılmaktadır

Xailin Jel ağrı, iritasyon veya kumlanma hissi gibi göz kuruluğu hislerinde serinletici ve yatıştırıcı rahatlama sağlar. Göz kuruluğu semptomları, normal gözyaşı kalitesinin bozukluğuna ya da çok az miktarda üretilmesine bağlı olarak gözün yeterince nemli tutulmadığı bir dizi farklı nedenlerle oluşabilen oküler yüzey bozukluklarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Xailin Jel kontakt lenslerle birlikte kullanılabilir, ancak kullanmadan önce lenslerin çıkarılması önerilir.

Nasıl kullanılır?

Genel dozajı; gerektiğinde günde iki ila dört kez bir damla veya bu ürünü farklı bir şekilde kullanmanızı tavsiye edebilecek doktor veya eczacınızın yönlendirdiği gibi kullanılır. Çocuklarda herhangi bir dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Yeni bir Xailin Jel tüpünü açmadan önce tüpün kapağı üzerindeki güvenlik halkasının sağlam olduğunu kontrol edin.

1. Mührü kırmak için kapağı saat yönünün tersine döndürünüz
2. Kullanmadan önce ellerinizi iyi bir şekilde yıkayın ve kurulayın
3. Dış kapağı çıkarınız
4. Eğer kontakt lens kullanıyorsanız lenslerinizi çıkarınız
5. Başınızı geriye doğru eğin ve yukarı bakın
6. Alt göz kapağınızı nazikçe aşağıya doğru çekiniz ve göz kapağınızı ile gözünüz arasındaki cep içine Xailin Jel'den bir damla sıkınız.
7. Gözünüzü birkaç kez kırpiniz
8. Gözünüze denk getiremediğinizi düşünüyorsanız, bir kez daha damlatınız.
9. Gözkapağı çevresinde kalan fazla Xailin Jel'i bir mendille dikkatli bir şekilde silerek uzaklaştırın

10. Gerekirse bu işlemi diğer göz için de tekrarlayınız
11. Uygulama ucunu göz ya da parmaklarınız dahil hiçbir şeye değdirmemeye çalışın ve tüpün dış kapağını kapatın
12. Herhangi bir diğer oftalmik ilacı uygulamadan önce 30 dakika bekleyiniz

Xailin Jel'i nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz veya gözünüzdeki sorun devam ediyorsa doktorunuza ya da eczacınıza başvurunuz.

Önlemler ve uyarılar:

- Tüpün kapağı üzerindeki güvenlik halkası kırılmışsa kullanmayınız
- Karbomer veya içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiksiz kullanmayınız
- Tüpün ucunu gözünüze veya başka bir yere değdirmeyiniz
- Xailin Jel'i diğer kişilerle paylaşmayınız
- Xailin Jel geçici hafif yanma hissine ve/veya uygulama sonrası görme bulanıklığına neden olabilir. Araç veya makine kullanmadan önce görmeniz netleşinceye kadar bekleyiniz
- Dış kutu ambalajı veya tüpün kıvrımı üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız
- 1°C ile 25°C arasında saklayınız
- İlk açılışından 28 gün sonra atınız
- Çocukların ulaşabileceği ve görebileceği yerlerden uzak tutunuz
- Bu ürün sadece oftalmik kullanım içindir ve haricen kullanılır, yutmayınız
- Hamileyseniz veya emziriyorsanız Xailin Jel kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız
- Kullanılmış olan tüpü yerel mevzuata uygun olarak imha ediniz



Nicox Pharma tarafından dağıtılmaktadır, CS10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, Fransa - nicoxpharma@nicox.com



Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, P014 4PJ, İngiltere
1°C ile 25°C arasında saklayınız

İlk açılışından 28 gün sonra atınız



Dikkat, kullanım için talimatlara bakınız



Kullanım Kılavuzuna başvurunuz

STERİL	A	Steril, aseptik işleme teknikleri kullanılarak
--------	---	--

İthalatçı:

Liba Laboratuvarları A.Ş. Otağtepe Cad. No:5. 34810 Kavacık İstanbul

Üretici:

Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, P014 4PJ, İngiltere

Xailin Nicox'un ticari markasıdır.

Metnin son revizyonu: Ekim-2013

