



OFTALMİK SOLÜSYON  
Koenzim Q10 – Vitamin E TPGS

#### **COQUN® NE ZAMAN KULLANILMALI?**

COQUN® Antioksidan özellikli iki molekül olan Koenzim Q10 ve Vitamin E TPGS içeren, 10 ml flakonda sunulan ve koruyucu madde içermeyen bir steril oftalmik solüsyondur.

COQUN® patolojiyle yakın ilişkili oksidatif hasarları önleme özelliği sayesinde, Glokomun hipotonik tedavisinde tamamlayıcı olarak tavsiye edilir.

#### **KULLANIM ŞEKLİ**

Günde 2-3 kez her bir gözün konjunktival kesesi içine 1-2 damla, ya da göz doktorunuzun tavsiyesine göre COQUN® damlatın.

#### **COQUN® NASIL UYGULANIR?**

Kullanmadan önce güvenlik halkasını çıkarın ve kapağı açın.

Her bir göz için gözün alt kapağını hafifçe aşağı çekerek ve yukarıya bakarak konjunktival kese içine 1-2 damla damlatın. Flakonu hafifçe sıkarak ürünün damlamasını sağlayın.

Kullandıktan sonra kutuyu hemen kapatın. Solüsyon ilk açılışından itibaren 2 ay içinde kullanılabilir.

#### **UYGULAMA İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN DİĞER TALİMATLAR NELERDİR?**

COQUN®'u diğer tedavilerden en az 10 dakika sonra kullanın.

#### **UYARILAR**

- Bileşenlerin herhangi birine alerjiniz varsa ürünü kullanmayın.
- İstenmeyen etkiler ortaya çıktığı takdirde kullanımını kesin, göz doktorunuza başvurun.
- Ürün kontakt lens ile birlikte de kullanılabilir.
- Ürünü glokom ilaçlarının kullanımından en az 10 dakika önce veya 10 dakika sonra kullanın.
- Ürün flakonun ilk açılışından itibaren 60 güne kadar steril durumunu muhafaza eder.
- Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihi, ürün ambalaj içerisinde hasar görmediği ve doğru şekilde saklandığı takdirde geçerlidir.
- Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın.
- Ürünü uygulamadan önce ellerinizi yıkayın.
- Flakon ucunun gözünüze değmemesine dikkat edin.
- Flakon hasarlı ise kullanmayın.
- Ürünü ışık ve ısı kaynaklarından uzak tutun ve çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Göz için kullanılmalıdır, ürünü yutmayın.

#### **BİLEŞİMİ**

- 100 ml COQUN® oftalmik solüsyon aşağıdakileri içerir:
  - 100 mg Koenzim Q10
  - 500 mg Vitamin E TPGS (D-α tokoferil polietilen glikol 1000 süksinat)
  - 100 ml'ye tamamlamaya yeterli izotonik tampon solüsyon

**AMBALAJ ŐEKLİ**

OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) sistemli koruyucu madde içermeyen 10 ml'lik flakon

**İTHALATÇI**

Liba Laboratuarları A.Ő. Otağtepe Cad. No:5 34810 Kavacık İstanbul

**ÜRETİCİ**

Visufarma SpA, Via Canino, 21, 00191 Roma

Revizyon Tarihi: 25/03/2014

Revizyon Sayısı: 10

**CE 0373**